

Oxímetro de Pulso

**sense! 10**

*com sensor de alta precisão*



*Com base carregadora móvel e resistente.*

Transporte,  
Triagem e  
Homecare

 **ALFAMED**  
S I S T E M A S M É D I C O S

*Por um mundo melhor e mais humano*

[www.alfamed.com](http://www.alfamed.com)

# Medição segura e de alta performance

Desenvolvido com tecnologia e design de ponta, o Sense 10 é um oxímetro de pulso portátil capaz de realizar uma medição sensível e confiável dos níveis de oxigenação no sangue mesmo sob difíceis condições de uso.



## Sensor de dedo de alta precisão

Design para melhor obtenção de sinal.



## Base móvel

Carregue em qualquer lugar com maior proteção.  
*\*Opcional*



## Beira de leito

A melhor opção para cada situação de uso.  
*\*Com fixador opcional*




## Alta proteção

Proteção IPX2 contra líquidos e capa anti-impacto.  
*\*Capa siliconada opcional*



## Gestão de Dados

Compatível com o software *Patient Care*, que permite a gestão dos dados do paciente no PC.  
*\*Opcional*



## Informações de desempenho:

- Medição de SpO<sub>2</sub> e Frequência de pulso
- Tela com onda pletismográfica
- Função de alarme audiovisual
- Visualização de tabelas de tendência
- Compatível com software de gestão de dados *Patient Care*
- Indicador de Perfusão
- Tecnologia para baixa perfusão e movimentação

## Características técnicas:

- Tela LCD 2.5" com display retroiluminado
- Funciona com 4 pilhas AA ou bateria de lítio (opcional)
- Autonomia: Pilhas (48h) Bateria (36h)
- Dimensões: 160 mm (A) x 70 mm (L) x 37,6 mm (P)
- Peso: 165 g ou 250 g (com pilhas e sensor)
- Grande capacidade de armazenamento.



Aparelho completo com base e capa siliconada

 **ALFAMED**  
S I S T E M A S M É D I C O S

(31)3681-6388 | atendimento@alfamed.com

Confiável sempre.

A Alfamed conta com a maior rede de suporte técnico do Brasil.